

ইউজারের ISP Program Submit রোল থাকলে Approved ISP program Template ইন্ডিজিআলের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন।

১. আপনার ড্যাশবোর্ডের Individual ট্যাবে ISP Program Template Library অংশে **Published** লিঙ্কে ক্লিক করুন।



২. আপনি লোকাল লাইব্রেরিতে Published অথবা Approved ISP Program এর লিস্ট দেখতে পাবেন। আপনার প্রয়োজনমত টেম্পলেট বাছাই করুন।

Published ISP Program Template List					
Status: Approved					
5 items found, displaying all					
Form ID	Template Name	Create Date	Program Author	Entered By	
IST-DEMOBBGD-E9S4NF9KNWD5W	Gross Motor Skills	07/01/2016	Das, Arun / Teacher	Das, Arun / Teacher	
IST-DEMOBBGD-E9M4PQVZEJW97	Toileting Procedure	07/01/2016	Afreen, Marium / Supervisor	Afreen, Marium / Supervisor	
IST-DEMOBBGD-E3P4RMQZ6WD5Q	Toothbrushing	01/21/2016	Ferdaus, Sonia / ADMIN	Ferdaus, Sonia / ADMIN	
IST-DEMOBBGD-E3P4RMJZSWD5J	Daily Assisted Living	01/21/2016	Ferdaus, Sonia / ADMIN	Ferdaus, Sonia / ADMIN	
IST-DEMOBBGD-E8H4QVEZ7ZA6	Speech and Language	01/01/2016	Ferdaus, Sonia / ADMIN	Ferdaus, Sonia / ADMIN	

Export To Excel

Cancel

৩. ISP Program (Template) টি কোন ইন্ডিজিআলের জন্য ব্যবহার করতে চাইলে পেজের নিচে **Apply to ISP Program** বাটন ক্লিক করুন।

### ISP Program (Template)

Form ID: IST-DEMOBBGD-E9S4NF9KNWD5W  
Status: Approved  
Entered By: Arun Das, Teacher on 07/24/2016 01:14 PM  
Approved By: Arun Das, Teacher on 07/24/2016 03:03 PM

---

#### Program Description

<b>Template Name :</b> Gross Motor Skills	<b>Program Creation Date :</b> 07/01/2016
<b>Long Term Objective :</b> যাতে পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে	<b>Goal/Service :</b> কারো সহায় ছাড়া বসে ও হাঁটে, প্রয়োজনে দৌড়াবে

টেম্পলেটটি ড্রাফট হিসেবে কপি করে আরও পরিবর্তন করার জন্য **Copy** বাটন ক্লিক করুন।

8. **Apply to ISP Program** বাটন ক্লিক করলে প্রোগ্রাম বাছাই করার জন্য Select Program for ISP Program পেজটি দেখতে পাবেন।

### Select Program For ISP Program

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filter

Showing 1 to 2 of 2 entries

Program Name	Site Name	Program Type	Cost Center Number
Day Shift	DEMO Site	Autism Services-Skills Training	
Morning Shift	DEMO Site	Autism Services-Skills Training	

Previous 1 Next

৫. Individual List for ISP Program পেজ থেকে ইন্ডিভিজুয়াল বাছাই করুন।

### Individual List for ISP Program

**Program: Day Shift (DEMO Site)**

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filter

Showing 1 to 9 of 9 entries

Last Name	First Name	Individual ID
Afreen	Anita	
Begum	Mariam	
Chowdhury	Amit	
Hossain	Sonia	
Ibrahim	Niloy	1234
Khan	Arnob	
Mojumdar	Niloy	
Niloy	Ibrahim	
Rahmen	Anita	

Previous 1 Next

Page 2 of 3

© Therap Services, LLC, 2003 – 2016. All Rights Reserved. Last Updated: July 2016

৬. আপনার নির্বাচিত ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য ISP Program Template এর তথ্য সহ একটি ISP Program দেখতে পাবেন। Program Name, Program Creation Date এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য লিখুন। প্রয়োজন অনুযায়ী নিচের **Save**, **Submit** অথবা **Approve** বাটন ক্লিক করুন।

### ISP Program

Form ID: ISP-DEMOBBGD-E9S4NG8YZWD5B  
Status: New  
Entered By: Arun Das, Teacher

**Program Description**

<p><b>Provider Program :</b> Day Shift ( DEMO Site)</p>	<p><b>Individual Name :</b> Niloy Ibrahim, 1234</p>
<p><b>Program Name : *</b> <input type="text" value="Gross Motor Skills (Niloy)"/></p>	<p><b>Time Zone :</b> Asia/Dhaka</p>
<p><b>Program Creation Date : *</b> <input type="text" value="07/12/2016"/> </p>	<p><b>Goal/Service :</b></p>
<p><b>Long Term Objective :</b> <input type="text" value="যাতে পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে"/></p>	<p><input type="text" value="কারো সাহায্য ছাড়া বসবে ও হাঁটবে, প্রয়োজনে দৌড়াবে"/></p>

[Change Scoring Method](#)
[Add Task](#)
[Edit Task\(s\)](#)
[Add Teaching Method](#)

[<< Back](#)
[Cancel](#)
→
[Save](#)
[Submit](#)
[Approve](#)