

Therap অ্যাপ্লিকেশান ব্যবহার করার আগে ইউজার Test Mode ব্যবহার করে সহজে অ্যাপ্লিকেশানটি সম্পর্কে শিখতে পারবেন।

ইউজারের কেসলোডে প্রোগ্রাম এবং ইন্ডিভিজুয়াল থাকলে Test Mode ব্যবহার করা যাবে।

বি.দ্র.: Test Mode এ এন্টার করা ডেটা অস্থায়ী এবং ১৫দিন পর তা সিস্টেম থেকে মুছে ফেলা হয়।

১. আপনার ড্যাশবোর্ডের Settings ট্যাবে Test Mode অংশে **On** লিঙ্কে ক্লিক করুন।

To Do	My Settings	
Individual	Personal Details	Edit
Health	Super Admin List	View
Agency	Password	Change
Admin	Notification Information	Configure
Agency Reports	Notification Profile	Configure
Settings	Default Notification Profile	Apply
	Test Mode	On   Off
	SComm Settings	Configure

২. Test Mode ড্যাশবোর্ড আপনার Live Mode এর ড্যাশবোর্ডের অনুরূপ, পার্থক্যটি হল এর ব্যাকগ্রাউন্ডের রঙ হলুদ। আপনার Live Mode এর সব মডিউল এবং লিঙ্কগুলো এখানে দেখতে পারবেন এবং ব্যবহার করতে পারবেন।

Program: No Program Selected

Profile: Initial

Module:

Choose Program

To Do

Individual

Health

**Settings**

### My Settings

Password	Change
Notification Information	Configure
Notification Profile	Configure
Default Notification Profile	Apply
Test Mode	On   Off
SComm Settings	Configure

Issue Tracking

My Issues

SComm

Inbox

Sent Items

Compose

Drafts


Custom User Group

Sunday

**17**

July 2016

৩. আপনার ড্যাশবোর্ডের Settings ট্যাবে Test Mode অংশে **Off** লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনি Live Mode এ ফিরে যেতে পারবেন।



The screenshot shows the Therap dashboard interface. At the top left is the Therap logo. To its right is a yellow warning icon with an exclamation mark and the text 'Test Mode'. Below this is a navigation bar with 'Dashboard | Quick Links'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar has a 'Settings' tab selected. The main panel is titled 'My Settings' and contains a list of settings:

Setting Name	Action
Password	Change
Notification Information	Configure
Notification Profile	Configure
Default Notification Profile	Apply
Test Mode	On   Off ←
SComm Settings	Configure

A red arrow points to the 'Off' option in the 'Test Mode' row.